

Varenummer 1000032048



Magnetkit, Tork, sort/rød, til dispenser, 1 kit indeholder 2 magneter

- ✓ Let vedligeholdelse og rengøring af væg sparer tid
- ✓ Fleksibel montering på metaloverflader, så man har håndklæder lige ved hånden

Produktbeskrivelse

Fleksibelt og stærkt monteringssystem til Tork Dispenser – kan monteres på alle magnetiske overflader, uden at bore huller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Magnetkit
Varemærke	Tork
Features	Sort/rød, til dispenser, 1 kit indeholder 2 magneter
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				