



Varenummer 1000032120



Robotgulvvasker, Diversey TASKI, Phantas 1.3, 10/11 l, 33 cm

Produktbeskrivelse

TASKI Phantas er en kompakt, fuldautomatisk gulvvasker- og støvsugerrobot, udviklet specielt til mindre og mellemstore arealer. Den fungerer selvstændigt, med avanceret navigation og sensorer, og tilbyder flere rengøringsfunktioner i ét og samme produkt. Denne model er til brug med en workstation, så robotten selv kan tømmes og genopfyldes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Robotgulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Phantas 1.3
Vaske/fejebredde	33 cm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	10/11 l
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	68 cm	60 cm	98 cm	
stk	1 stk				