


Varenummer 1000032157

Klæbemåtte, 200x200cm, vaskbar



Produktbeskrivelse

Vaskbar klæbemåtte som gør det let at fjerne forurenende stoffer under fodtøjet. Måtterne er produceret til bortskaffelse af urenheder eller kontaminering fra sko og trolleyhjul i zoner med høje hygiejniske krav. Anvendes blandt andet i indgangsrum til operationer, laboratorier og andre arbejdspladser, hvor der kræves høj hygiejne. Når måtten er "mættet", kan den vaskes og får sin klæbende effekt igen. Måtten har en levetid på 5 år, såfremt den bliver vedligeholdet. Dette minimerer mængden af affald der opstår fra andre lignende klæbemåtte-løsninger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Klæbemåtte
Features	Vaskbar
Længde/dybde	200 cm
Bredde	200 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	4 m2	200 cm	200 cm	2 cm	