



Varenummer 1000032162



Affaldsstativ returplast, ABENA, stål, galvaniseret stål, 240 l

✓ Til kildesortering

Produktbeskrivelse

Dette affaldsstativ i galvaniseret stål tilbyder dig en robust og langtidsholdbar løsning til opsamling af plastikaffald. Affaldsstativet er praktisk og effektivt i en travl hverdag, da du kan placere rullen med affaldsposer på siden af stativet. Stativet leveres usamlet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Affaldsstativ returplast
Varemærke	ABENA
Farve	Stål
Materiale	Galvaniseret stål
Højde	100 cm
Diameter	50 cm
Rumindhold, brutto	240 l
Volumen af rum	240 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	52 cm	18 cm	51 cm	5703538521362
stk	1 stk				



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.

