


Varenummer 1000032437



**Sænkingsrør, Vacuette, 1,6 ml, med 3,2%
bufferet trinatriumcitratopløsning, glas, sterilt
indeni, ikke uden på**



Produktbeskrivelse

Vacuette ESR-sænkingsrør anvendes til fastlæggelse af sænkingsreaktionen. Aflæses manuelt via ESR-stativet. Vacuette ESR-rør indeholder en 3,2% bufret trinatriumcitratopløsning (0,109 mol/l). Vacuette ESR-systemet er baseret på Westergren-metoden.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sænkingsrør
Varemærke	Vacuette
Features	1,6 ml, med 3,2% bufferet trinatriumcitratopløsning, glas, sterilt indei, ikke uden på
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	800 stk	38.8 cm	38.8 cm	29.6 cm	39120017575253
pk	50 stk	13.3 cm	19 cm	9.4 cm	29120017575256
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.