



Varenummer 1000032463

Creamerstick, i sticks, 2,5 g

Produktbeskrivelse

Anvendeligt i både kaffe og the. Kvaliteten sikrer en blød og cremet smag og en god opløselighed. Kan anvendes i alle automater.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Creamerstick
Features	1 sticks
Vægt, netto	2,5 g
Holdbarhed	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	17 cm	15.5 cm	20.5 cm	8590188025596
stk	1 stk				

