



Varenummer 1000032515

Sutur, Chirasorb Rapid, 45cm, natural, 4/0, DS-19 (FS-2), resorberbar, steril, engangs

Produktbeskrivelse

Chirasorb rapid er en multifil syntetisk sutur med kort absorbtionstid, lavet af 90% glycolid og 10% L-lactid. Progressivt tab af trækstyrke og absorption af Chirasorb rapid braided sker ved hydrolyse, når polymeren nedbrydes til glykolsyre og mælkesyre, som efterfølgende absorberes og metaboliseres af kroppen. Trækstyrke 5 Dage 50%, 10-14 Dage 0%, fuldt resorveret efter 42 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Chirasorb
Vareserie	Rapid
Sekundær farve	Natural
Features	4/0, DS-19 (FS-2), resorberbar, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	45 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	24 stk	14.5 cm	11 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				

Produktet er sterilt

STERILE