



Varenummer1000032883



Reservedel, Diversey TASKI, Swingo 955, locking bolt

Produktbeskrivelse

Reservedel til Swingo 955

Specifikationer

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Produktbetegnelse | Reservedel   |
| Varemærke         | Diversey     |
| Vareserie         | TASKI        |
| Model             | Swingo 955   |
| Features          | Locking bolt |

Forpakning

|       |            |        |        |       |     |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
| stk   | 1 stk      | 9 cm   | 6 cm   | 4 cm  |     |