

Varenummer 1000032890

Skinbakke, P 2303-27, 30,6x21,4x2,7cm, 1250 ml, klar, APET

✓ God til facing i butikker eller lign.



Produktbeskrivelse

Med en skinpakning vil bakkerne egne sig godt til en opretstående facing i butikken. Meget anvendelig til skinpakning af alle kødtyper og seafood.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skinbakke
Model	P 2303-27
Farve	Klar
Materiale	APET
Længde/dybde	30.6 cm
Bredde	21.4 cm
Højde	2.7 cm
Rumindhold, netto	1250 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2250 stk	121 cm	80.6 cm	114.8 cm	5703969087055
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Amorf polyethylentereftalat er en type plast.