



Varenummer 1000033167



Bandage, Plum QuickSoft, 5m x 5,5cm, sort, selvklæbende, 2 stk.

✓ selvklæbende, kohæsiv



Produktbeskrivelse

Selvklæbende bandage fra Plum QuickSoft, der fungerer som refill til QuickSoft dispenser. Bandagen er kohæsiv og hæfter kun til sig selv, ikke til hud eller hår, hvilket gør den nem og skånsom at anvende. Den er fleksibel, åndbar og kan let rives af uden brug af saks. Velegnet til hurtig og hygiejnisk førstehjælp på arbejdspladsen. Leveres i blå farve, 5,5 x 5 m, 2 refills.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Plum
Vareserie	QuickSoft
Farve	Sort
Features	Selvklæbende, 2 stk.
Længde/dybde	5 m
Bredde	5.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.