



Varenummer 1000033276



Hånddesinfektionsgel, Tork, Mini, 525 ml, 74,4% ethanol, S5

✓ Dermatologisk testet. Indeholder fugtende og milde ingredienser såsom glycerin

Produktbeskrivelse

Tork Extra Alkohol Hånddesinfektion Gel dræber effektivt mikroorganismer og er med til at forebygge spredningen af infektioner. Som den mest effektive gel i Tork sortimentet modvirker den bakterier, svamp og alle vira. Velegnet til daglig håndhygiejne. Velegnet til sundhedssektoren. Den lette, forfriskende gel klister ikke, udtørre ikke huden og indeholder fugtende og milde ingredienser såsom glycerin. Passer til Tork dispensere til Sæbe og Hånddesinfektion (S5).



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektionsgel
Varemærke	Tork
Størrelse	Mini
Features	74,4% ethanol, S5
pH-værdi (konc.)	6.4
Ingrediensliste	Ethanol 74.4 g/100g, isoprapanol 8.17g/100g Vand, glycerin, T-butylalkohol, polyacrylat crosspolymer-6, dicaprylyl carbonat, xylitylglucosid, anhydroxylitol, xylitol, glukose, tocopherol.
Længde/dybde	9.2 cm
Bredde	9.4 cm
Højde	18.4 cm
Vægt, netto	441 g
Vægt, brutto	490 g
Rumindhold, netto	525 ml
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012, (EC) 1907/2006
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	28.4 cm	20.2 cm	19.3 cm	7322542556962
stk	525 ml				7322542582374



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.