

Varenummer 1000033437



Dispenser, Tork T7, 17,1x32,3x17,4cm, sort, plast, til 2 ruller toiletpapir

- ✓ Høj kapacitet
- ✓ Færre genopfyldninger
- ✓ Slankt, pladsbesparende design

Produktbeskrivelse

Denne Tork dispenser til toiletpapir i Elevation-design er et effektivt og meget robust dispensersystem, som er perfekt til toiletter i krævende omgivelser med høj brugerfrekvens. Med to ruller og et-ark-ad-gangen funktionen reduceres forbruget med op til 40% sammenlignet med standard toiletpapir dispenser, hvilket betyder flere besøg pr. rulle.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Tork
Vareserie	T7
Farve	Sort
Features	Til 2 ruller toiletpapir
Materiale	Plast
Længde/dybde	17.1 cm
Bredde	32.3 cm
Højde	17.4 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	33.5 cm	18 cm	18.7 cm	7322542403648
stk	1 stk				