



Varenummer

1000033587

Takeaway boks, Abena Gastro, 22,3x20,1x7,7cm,
400 ml, hvid, sukkerrør, 1-rums, med hængslet
låg

- ✓ Enkelt og flot design
- ✓ God stabilitet



Produktbeskrivelse

Takeaway-bokse fremstillet af sukkerrør har en stiv struktur, som gør boksene yderst velegnede til transport af madvarer. Takeaway-boksene fås i forskellige størrelser og faconer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	22.3 cm
Bredde	20.1 cm
Højde	7.7 cm
Vægt, netto	38 g
Vægt, brutto	38 g
Rumindhold, brutto	400 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2025/40
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn. Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	37 cm	45 cm	22 cm	5703538525438
pk	50 stk	20.5 cm	44.5 cm	12 cm	5703538525421
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.