



Varenummer 1000033631

Takeaway boks, Abena Gastro, 22,4x20x7,7cm, 1000 ml, 1000 ml, hvid, sukkerrør, 3-rums, med hængslet låg

- ✓ Enkelt og flot design
- ✓ God stabilitet



Produktbeskrivelse

Takeaway-bokse fremstillet af sukkerrør har en stiv struktur, som gør boksene yderst velegnede til transport af madvarer. Takeaway-boksene fås i forskellige størrelser og faconer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	Sukkerør
Længde/dybde	22.4 cm
Bredde	20 cm
Højde	7.7 cm
Vægt, netto	38 g
Vægt, brutto	38 g
Rumindhold, netto	1000 ml
Rumindhold, brutto	1000 ml
Antal rum	3-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2025/40
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn. Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	37 cm	45 cm	22 cm	5703538525483
pk	50 stk	20.5 cm	44.5 cm	12 cm	5703538525476
stk	1 stk				

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

