



Varenummer 1000033651

Diversey

Bruseflaske, Diversey, 500 ml, til TASKI Sani 100, hvidt brusehoved

- ✓ Refill flaske
- ✓ Sprayhoved

Produktbeskrivelse

Tomme bruseflasker til Diversey-produkter



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bruseflaske
Varemærke	Diversey
Features	Til TASKI Sani 100, hvidt brusehoved
Rumindhold, netto	500 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 stk	8.2 cm	9 cm	26.9 cm	7615400055869
stk	1 stk				



Rengøring med spray.