



Varenummer 1000033834

Desinfektion, Ecolab P3-oxonia active S, 20 l, til CIP, flydende, uden farve og parfume

- ✓ Ikke-skummende
- ✓ Anvendelighed i koldt vand

Produktbeskrivelse

P3-oxonia active S anvendes primært til desinfektion ved CIP-rengøring i mejerier, bryggerier og andre dele af levnedsmiddelindustrien. P3-oxonia active S kan styres via ledningsevne og er derfor særligt egnet til brug i CIP-anlæg. P3-oxonia active S er et ikke-skummende hurtigt virkende desinfektions-middel med bredt virkningsspektrum til kold desinfektion. På grund af produktets anvendelighed i koldt vand er produktet energibesparende i brug og er samtidig skånsomt over for procesudstyr.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Ecolab
Vareserie	P3-oxonia active S
Features	Til CIP, flydende, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	0.5 - 1.5
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012, (EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006, (EU) 2019/1148
Doseringsinstruktioner	0,2-0,5%

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29.6 cm	24.2 cm	40.7 cm	4028162075106
stk	20000 ml				

Produktet indeholder ikke farve.	Produktet indeholder ikke parfume.	Produktet kræver brug af beskytteshandsker.
Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.	Produktet kræver brug af beskyttelsesfodtøj.	Produktet kræver brug af beskyttelsestøj.
Produktet er meget brandfarligt.	Produktet er ætsende.	Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en
miljømæssig sundhedsfare.



Produktet bruges til
desinfektion.