



Varenummer 1000033836

Skumrengøring, Ecolab Topaz CL1, 20 l, alkalisk/affedtende, med klor, uden farve og parfume

✓ Fjerner effektivt fedt, olie og proteiner

Produktbeskrivelse

Topaz CL1 er et fremragende, alkalisk rengøringsmiddel med klor til daglig skumrengøring indenfor levnedsmiddelindustrien. Fremragende fjernelse af fedt, olie og proteiner samt blegende effekt overfor blod, grøntsager, krydderier m.m. og derfor velegnet til meget smudsige eller misfarvede overflader. Fremragende fjernelse af komplekse protein- og tanninaflejringer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumrengøring
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Topaz CL1
Features	Alkalisk/affedtende, med klor, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	13.0 - 14.0
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006
Doseringsinstruktioner	2-5%.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29.2 cm	24.5 cm	37.8 cm	4028162321159
stk	20000 ml				

 Produktet indeholder ikke parfume.	 Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.	 Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.
 Produktet kræver brug af beskyttelsesfodtøj.	 Produktet kræver brug af beskyttelsestøj.	 Produktet indeholder klor.
 Produktet er ætsende.	 Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.	 Produktet indeholder ikke farve.