



Varenummer1000033881

Indsats, 2,5cm, Ø9cm, 75 ml, klar, RPET, til PET bæger

✓ Velegnet til topping



Produktbeskrivelse

Praktisk indsatsbæger, der gør det nemt at holde yoghurt og toppings eller andre ingredienser adskilt. Perfekt til opbevaring og transport, så indholdet holdes adskilt, indtil det skal blandes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Indsats
Farve	Klar
Features	Til PET bæger
Materiale	RPET
Højde	2.5 cm
Diameter	9 cm
Vægt, netto	2.03 g
Rumindhold, netto	75 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	800 stk	28.5 cm	29 cm	21.6 cm	5903424900015
pk	50 stk				
stk	1 stk				

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.