



Varenummer 1010001032

Diversey
A SOLINER COMPANY

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 4000, gel, orange, 2-rums, ride-on, 200/210 l, 850 mm

- ✓ Driftssikker og brugervenlighed
- ✓ God manøvredegtighed og høj ydeevne
- ✓ Fremragende rengørings- og tørreresultater
- ✓ Unik ergonomi og et lavt støjniveau



Produktbeskrivelse

Yderst manøvredegtig ride-on kombinationsmaskine til rengøring af meget store arealer. TASKI swingo 4000 har en høj rengøringshastighed på 7,5 km/t samt en stor batteri- og tankkapacitet, hvilket gør den ideel til rengøring af de helt store arealer. Med IntelliFlow middeldoseringssystem, der altid sikrer den korrekte mængde rengøringsmiddel og vand på gulvet, opnås markant forøget produktivitet og fremragende rengøringsresultater. Den W-formede skiser giver perfekt vandopsamling, så gulve efterlades 100 % tørre. Børster og rondelholder skal tilkøbes ved siden af.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 4000
Farve	Orange
Features	Ride-on
Længde/dybde	1780 mm
Bredde	890 mm
Højde	1400 mm
Vægt, brutto	795 kg
Strømspecifikationer	24 V
Vaske/fejebredde	850
Rent/snavsevandtank, kapacitet	200/210 l
Antal rum	2-rums
Certifikater	CE.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 undefined	190 cm	108 cm	148 cm	7615400203895
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.