



Varenummer 1010001159

Portionsbæger, 2,5cm, Ø7cm, 60 ml, klar, PLA, 2 oz

- ✓ Stærk og holdbar
- ✓ Ideelt til takeaway og catering
- ✓ Let at opbevare og transportere
- ✓



Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Farve	Klar
Features	2 oz
Materiale	PLA
Højde	2.5 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	2 g
Rumindhold, netto	60 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - +40°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	36 cm	33 cm	29.5 cm	644632900118
pk	100 stk	29 cm	7 cm	7 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polylaktid er en type plast.



Produktet er overtrukket med et PLA-lag (polylaktid).