


**Varenummer** 1010001159

**Portionsbæger, 2,5cm, Ø7cm, 60 ml, klar, PLA, 2 oz**


## Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser.



PLA



PLA COATING

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Farve	Klar
Features	2 oz
Materiale	PLA
Højde	2.5 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	2 g
Rumindhold, netto	60 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - + 40°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	36 cm	33 cm	29.5 cm	644632900118
pk	100 stk	29 cm	7 cm	7 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polylaktid er en type plast.



Produktet er overtrukket med et PLA-lag (polylaktid).