


Varenummer 1010001160

**Portionsbæger, 4,7cm, Ø7cm, 120 ml,
klar, PLA, 4 oz**


Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Portionsbæger
Farve	Klar
Features	4 oz
Materiale	PLA
Højde	4.7 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	3 g
Rumindhold, netto	120 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - + 40°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	36 cm	35.5 cm	29.2 cm	644632900729
pk	100 stk	33.5 cm	7 cm	7 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polylaktid er en type plast.



Produktet er overtrukket med et PLA-lag (polylaktid).