



Varenummer 1010001243

Tapatizers, Abena Gastro-Line, 88x88x30mm, 78 ml, klar, PS, stjerneformet

✓ Tapatizers, når der skal hygges om maden



Produktbeskrivelse

Tapatizers er navnet på vores udvalg af små, transparente skåle. Serveringsskålene er især velegnet til tapasanretninger. Det gennemsigtige materiale gør det nemt at se skålens indhold med forskellige lækre småretter, og det stilrene design er med til at sikre et indbydende og professionelt indtryk på anretningsbordet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tapatizers
Farve	Klar
Features	Stjerneformet
Materiale	PS
Længde/dybde	88 mm
Bredde	88 mm
Højde	30 mm
Vægt, netto	6 g
Rumindhold, netto	78 ml
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	40.5 cm	20 cm	20 cm	5703538294020
pk	50 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.