



Varenummer 1010001289

Komfortlag, Coflex TLC, 3,5m x 10cm, lag 1, latexfri, usteril

- ✓ 2-lags kompressionsystem
- ✓ kontinuerlig og effektiv kompression

**Produktbeskrivelse**

Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 1 er en blød PU-skum med et absorberende lag. Absorberer fugt og sårsekret og mindsker derved risiko for fx maceration. Udførlig brugsvejledning medfølger.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Komfortlag
Varemærke	Coflex
Vareserie	TLC
Features	Lag 1, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	100% polyurethan
Længde/dybde	3.5 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	18 rl	35.3 cm	28.3 cm	19.2 cm	10724004621470
rl	1 rl				724004621473



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.