



Produktdatablad

Komfortlag, Coflex TLC, 10cm x 3,5m, lag 1

Varenummer: 1010001289



Varedeklaration

Forpakning: 18 ruller pr. kolli. 48 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Komfortlag. Varemærke: Coflex. Vareserie: TLC. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Ingredienser/sammensætning: 100% polyurethan. Features: lag 1, latexfri, usteril. Længde/dybde: 3,5 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 1 er en blød PU-skum med et absorberende lag. Absorberer fugt og sårsekret og mindsker derved risiko for fx maceration. Udførlig brugsvejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.