



Varenummer 1010001293

Kompressionsbind,, Coflex TLC, 4,5m x 10cm, beige, lag 2, m/visuel indikator, latexfri, usteril

- ✓ 2-lags kompressionsystem
- ✓ kontinuerlig og effektiv kompression



Produktbeskrivelse

Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedholdende kompression. Bandagerne hæfter på hinanden og holdes derved på plads. Må kun anvendes ved AAI lig eller over 0,8. Udførlig brugsvejledning medfølger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionsbind,
Varemærke	Coflex
Vareserie	TLC
Sekundær farve	Beige
Features	Lag 2, m/visuel indikator, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Syntetisk gummi
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	32 rl	28.7 cm	28.7 cm	24.5 cm	10724004621524
rl	1 rl				724004621527



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.