



Produktdatablad

Kompressionsbind, Coflex TLC, lag 2, 10cm x 4,5m, m/visuel indikator

Varenummer: 1010001293



Varedeklaration

Forpakning: 32 ruller pr. kolli. 54 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Kompressionsbind,. Varemærke: Coflex. Vareserie: TLC. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Sekundær farve: beige. Ingredienser/sammensætning: syntetisk gummi. Features: lag 2, m/visuel indikator, latexfri, usteril. Længde/dybde: 4,5 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex TLC 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedholdende kompression. Bandagerne hæfter på hinanden og holdes derved på plads. Må kun anvendes ved AAI lig eller over 0,8. Udførlig brugsvejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.