



Produktdatablad

Kompressionsbind, Coflex TLC Lite, 10cm x 3,5m, lag 2, m/visuel indikator

Varenummer: 1010001297



Varedeklaration

Forpakning: 32 ruller pr. kolli. 48 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Kompressionsbind. Varemærke: Coflex. Vareserie: TLC Lite. Holdbarhed, åbnet: Ifølge udløbsdato. Sekundær farve: beige. Ingredienser/sammensætning: syntetisk gummi. Features: lag 2, m/visuel indikator, latexfri, usteril. Længde/dybde: 3,5 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coflex TLC Lite 2-lags kompressionssystem til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Systemet yder kontinuerlig og effektiv kompression i op til 7 dage. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedholdende kompression. Må kun anvendes ved AAI lig eller over 0,5. Udførlig brugsvejledning medfølger. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.