

Varenummer 1010001328



Doseringsæske, ABENA, lyseblå, med låg og 4 rum, middag,aften,nat,morgen



Produktbeskrivelse

Doseringsæske med 4 rum til dosering af tabletter. Det er muligt at få æsken med forskellige påtrykte tidspunkter (morgen, middag, aften og nat) eller helt uden tryk. Låg medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med låg og 4 rum, middag,aften,nat,morgen
Materiale	PP
Længde/dybde	22.2 cm
Bredde	6.1 cm
Højde	1.5 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	39 cm	29 cm	33 cm	3877000524501
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.