

Varenummer 1010001330



Doseringsæske, ABENA, lyseblå, med låg og 4 rum, uden tryk



Produktbeskrivelse

Doseringsæske med 4 rum til dosering af tabletter. Det er muligt at få æsken med forskellige påtrykte tidspunkter (morgen, middag, aften og nat) eller helt uden tryk. Låg medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Med låg og 4 rum, uden tryk
Materiale	PP
Længde/dybde	22.2 cm
Bredde	6.1 cm
Højde	1.5 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	38.5 cm	29 cm	33 cm	3877000524525
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.