

Varenummer 1010001333



Doseringsæske, ABENA, hvid, med låg og 4 rum, middag,aften,nat,morgen



Produktbeskrivelse

Doseringsæske med 4 rum til dosering af tabletter. Det er muligt at få æsken med forskellige påtrykte tidspunkter (morgen, middag, aften og nat) eller helt uden tryk. Låg medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsæske
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Med låg og 4 rum, middag,aften,nat,morgen
Materiale	PP
Længde/dybde	22.2 cm
Bredde	6.1 cm
Højde	1.5 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Er primært til engangsbrug, men kan benyttes flere gange.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	39 cm	29 cm	33 cm	
stk	1 stk				