

Varenummer 1010001335



Låg, ABENA, transparent, til Abena doseringsæsker



Produktbeskrivelse

Ekstra låg til doseringsæskerne med ABENA logo. Passer til både de blå og hvide æsker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Transparent
Features	Til Abena doseringsæsker
Længde/dybde	21 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	28.5 cm	14.5 cm	18.5 cm	3877000524563
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.