



Produktdatablad

Dunkåbner - til 10 og 20 liters dunke.

Varenummer: 1010001438



Varedeklaration

Forpakning: 240 Stk pr. Kolli, 16 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dunkåbner. Farve: gul. Features: til 1-20 l dunke.

Produktbeskrivelse: Kan anvendes til åbning af de fleste typer låg på dunke i størrelser mellem 1 og 20 l, med undtagelse af børnesikrede låg. Tilhørende varer: 160940, 160944, 161061, 161092, 160174, 160958, 160976, 160984, 160985, 160986, 160987, 160988, 161082, 16108297, 16108298, 16108299, 161083, 16108398, 16108399, 161097, 16109799, 161112, 161115, 161119, 161206, 163027, 163039, 1000013882, 1000013883, 1999918834