



Varenummer 1010001452



Gastro.

Burgerboks, ABENA Gastro, 24x20x7cm, 700 ml, hvid, XPS, 1-rums, med hængslet låg

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende

**Produktbeskrivelse**

Hold maden varm med denne isolerende letvægts-hamburgerboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af et rum. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Burgerboksen, som er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), holder hygiejneniveauet højt, ligesom den holder maden frisk og sikrer mod lækage under transporten.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	24 cm
Bredde	20 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	14 g
Vægt, brutto	14 g
Rumindhold, netto	700 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	67 cm	42 cm	48.5 cm	5703538390968
pk	125 stk	66.5 cm	41 cm	24 cm	5703538390951
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.