



Varenummer 1010001452



Gastro

## Burgerboks, ABENA Gastro, 24x20x7cm, 700 ml, hvid, XPS, 1-rums, med hængslet låg

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



### Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende letvægts-hamburgerboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af et rum. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Burgerboksen, som er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), holder hygiejneniveauet højt, ligesom den holder maden frisk og sikrer mod lækage under transporten.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	24 cm
Bredde	20 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	14 g
Vægt, brutto	14 g
Rumindhold, netto	700 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	67 cm	42 cm	48.5 cm	5703538390968
pk	125 stk	66.5 cm	41 cm	24 cm	5703538390951
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.