



Varenummer 1010001454



Gastro.

**Termoboks, ABENA Gastro, 24x20x7cm,
hvid, XPS, 3-rums, 400/120/100 ml, med
hængslet låg**

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende termoboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af separate rum, så maden ikke flyder sammen. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Termoboksen er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), som holder hygiejneniveauet højt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	24 cm
Bredde	20 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	14 g
Vægt, brutto	16.5 g
Antal lag	1-lags
Antal rum	3-rums
Volumen af rum	400/120/100 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	250 stk	68.5 cm	41 cm	48.5 cm	5703538391002
pk	125 stk	63 cm	38 cm	24 cm	5703538390999
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.

