



Varenummer 1010001455



Gastro

**Termoboks, ABENA Gastro, 16x24x7,5cm, 660 ml, hvid, XPS, 1-rums, med hængslet låg, aflang**

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



### Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende termoboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af separate rum, så maden ikke flyder sammen. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Termoboksen er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), og det transparente materiale er ideelt til at præsentere indholdet og samtidig holde hygiejneniveauet højt.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg, aflang
Materiale	XPS
Længde/dybde	16 cm
Bredde	24 cm
Højde	7.5 cm
Rumindhold, netto	660 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	80 cm	61.5 cm	48.5 cm	5703538391026
pk	125 stk	70 cm	30 cm	23 cm	5703538391019
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.