


**Varenummer** 1010001455

**Gastro**

**Termoboks, ABENA Gastro, 16x24x7,5cm, 660 ml, hvid, XPS, 1-rums, med hængslet låg, aflang**

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



## Produktbeskrivelse

Hold maden varm med denne isolerende termoboks. Boksen kan anvendes til alle fødevarer og består af et rum. Perfekt løsning til det industrielle køkken samt restaurations- og cateringbranchen. Termoboksen er fremstillet i ekstruderet polystyren (XPS), som holder hygiejneniveauet højt.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Termoboks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg, aflang
Materiale	XPS
Længde/dybde	16 cm
Bredde	24 cm
Højde	7.5 cm
Rumindhold, netto	660 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	80 cm	61.5 cm	48.5 cm	5703538391026
pk	125 stk	70 cm	30 cm	23 cm	5703538391019
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.