



Varenummer 1010001663

Dispenser, White Classic, 1000 ml, hvid, plast, til påfyldning af flydende sæber og desinfektion, manuel

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig

Produktbeskrivelse

Hvid manuel plast dispenser til påfyldning af sæbe og desinfektion. Beholderen kan påfyldes med 1000 ml sæbe og desinfektion. Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs. Dispenseren er økonomisk i brug og rengøringsvenlig.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	White Classic
Farve	Hvid
Features	Til påfyldning af flydende sæber og desinfektion, manuel
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.2 cm
Bredde	10 cm
Højde	27.5 cm
Vægt, netto	0.6 kg
Vægt, brutto	0.6 kg
Rumindhold, brutto	1000 ml
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Kan monteres med klæbepuder i tørt område, eller monteres med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	28 cm	11.5 cm	10 cm	5710878120186
stk	1 stk				5703538438677