



Varenummer 1010001668

Vandopløselig sæk, 120 l, rød, virgin, 76x103cm

✓ Varmtvandsopløselig

Produktbeskrivelse

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. I begyndelsen af vasken opløses den vandopløselige strip midt på sækken i 60 grader varmt vand. Når strippen opløses, åbnes sækken, så tøjet kan komme ud og blive vasket grundigt.

Specifikationer

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Vandopløselig sæk |
| Farve | Rød |
| Features | 76x103cm |
| Materiale | Virgin |
| Ingredienser/sammensætning | PVAL |
| Længde/dybde | 103 cm |
| Bredde | 76 cm |
| Rumindhold, netto | 120 l |
| Tykkelse | 20 micron |
| Rullebredde | 24 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør opbevares utilgængeligt for børn. |
| Holdbarhed | 1-2 år ved korrekt opbevaring |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 300 stk | 38 cm | 32 cm | 18.5 cm | 5703538454172 |
| pk | 100 stk | | | | 5703538454158 |
| stk | 1 stk | | | | |