

Varenummer 1010001669

Kødbakke, 18,7x13,7x3,6cm, sort, PP, 1-rums, med pad

- ✓ Tåler frost
- ✓ Tåler vaskeprogrammer på op til 100 C°
- ✓ Hygiejne og sikkerhed i top



Produktbeskrivelse

Vær sikker på, at dine kødvarer håndteres både sikkert og hygiejnisk. Vores sortiment af kødbakker er robuste og holdbare løsninger. De er godkendt til fødevarer og egner sig til både ferskt og frossent kød. Bakkerne kommer i forskellige størrelser og materialer, som alle tåler frost. PP er desuden et særligt stærkt og robust materiale, som tåler vask i industrielle og almindelige opvaskemaskiner på vaskeprogrammer op til 100 C°.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kødbakke
Farve	Sort
Features	Med pad
Materiale	PP
Længde/dybde	18.7 cm
Bredde	13.7 cm
Højde	3.6 cm
Tykkelse	750 micron
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem 0C og stuetemperatur, samt til opvarmning i 2 timer ved 121C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i 25 dage ved temperaturer mellem 0oC og 7oC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	696 stk	79 cm	39 cm	43.5 cm	5703538442490



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Polypropylen er en type plast.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet kan vaskes i opvaskemaskinen.