

Varenummer 1010001934

Knopkanyle, 14,1cm, uden afstandsmarkering, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til sondering af sår dybder og fistler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Knopkanyle
Features	Uden afstandsmarkering, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	14.1 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5040 stk	41.3 cm	77.7 cm	32.9 cm	5605622035192
pk	280 stk	14.2 cm	25.4 cm	15.6 cm	5605622435190
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.