

Varenummer 1010002003

Engangskateter, HomeCath Plus, nelaton, CH 14, 40cm, coated, PVC-fri, steril

- ✓ Non-touch-greb til at sikre let indføring af kateteret medfølger
- ✓ Vandpose til at aktivere coatingen.
- ✓ Klæbeflade på bagsiden af forpakningen.



Produktbeskrivelse

Homecath Plus er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter med integreret vandpose. Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HomeCath
Vareserie	Plus
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Coated, PVC-fri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	40 cm
Effektiv længde	36 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Vandposen skal brydes ved et let tryk hvorefter væsken aktiverer katetrets coating. Efter 30 sekunder er det klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	54 cm	32 cm	19 cm	28699415727808
pk	30 stk	52 cm	17 cm	6 cm	18699415727801
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.