



Varenummer 1010002023

Bakke, K 415201-1A, 15,3x15x3,7cm, 375 ml, evolve, APET, 1-rums

- ✓ Transparent materiale
- ✓ Særligt egnet til kolde retter
- ✓ Når indholdet skal præsenteres flot



Produktbeskrivelse

Vores forskellige bakker fremstillet i A-PET kan anvendes til alle fødevarer. A-PET er et transparent materiale, som gør disse opbevaringsbakker særligt egnet til indhold der præsenterer sig pænt, for eksempel salater, frugtanretninger og lignende.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	K 415201-1A
Sekundær farve	Evolve
Materiale	APET
Længde/dybde	15.3 cm
Bredde	15 cm
Højde	3.7 cm
Vægt, netto	12.91 g
Vægt, brutto	12.91 g
Rumindhold, brutto	375 ml
Tykkelse	450 micron
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 6 timer ved 75°C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 225°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	600 stk	60 cm	40 cm	38.5 cm	5703969050998



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Amorf polyethylentereftalat er en type plast.