



Varenummer 1010002053



Suturtape, ABENA, 75x6mm, hvid, forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs

- ✓ Forstærket med nylon for yderligere støtte af sårkanterne
- ✓ Åndbart materiale



Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der kan anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning. Kan også anvendes til at stabilisere sår i forbindelse med for eksempel suturer, og når suturerne fjernes, da fremmes helingen, idet suturtapen holder sårkanterne sammen.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	75 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Brugsanvisning

Påsætning: Tør huden omkring såret og start med forsigtigt at påføre suturtape midt på såret og tryk nænsomt enderne på plads med fingrene. Forsæt herefter med resten af suturtapen, idet der presses blidt ned fra midten og ud mod hver side. Fjernelse: Løsn den ene ende af tapen. Mens der med den anden hånd presses på midten, fjernes tapen forsigtigt og langsomt. Det anbefales, at tapen fjernes i hårenes grøretning for at undgå smerte og ubehag for patienten. Anvend ikke suturtape i mere end syv dage. Ved infektion omkring suturtapen, skal tapen straks fjernes og sårområdet behandles efter gældende kliniske retningslinjer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	27.3 cm	16.6 cm	16.2 cm	6937935329811
pk	70 ark	13.6 cm	7.4 cm	3.2 cm	6937935329392
ark	1 ark				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

