



Varenummer 1010002055



## Suturtape, ABENA, 50x12mm, hvid, forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs

- ✓ Forstærket med nylon for yderligere støtte af sårkanterne
- ✓ Åndbart materiale



### Produktbeskrivelse

Forstærket suturtape, der kan anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning. Kan også anvendes til at stabilisere sår i kombination med evt. suturer, og når suturerne fjernes, da fremmes helingen, idet suturtapen holder sårkanterne sammen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Features	Forstærket, ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	50 mm
Bredde	12 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	27.6 cm	18.2 cm	14.6 cm	6937935329828
pk	70 ark	11.9 cm	7.8 cm	3.4 cm	6937935329408
ark	1 ark				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

 Produktet er sterilt

