



Varenummer 1010002058

ABENA®

Suturtape, ABENA, 75x6mm, beige, ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Elastisk suturtape, der kan anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning. Kan også anvendes til at stabilisere sår i kombination med evt. suturer, og når suturerne fjernes, da fremmes helingen, idet suturtapen holder sårkanterne sammen.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	Ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	75 mm
Bredde	6 mm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	27.9 cm	16.4 cm	16.4 cm	6937935329842
pk	70 ark	13.6 cm	7.4 cm	3.4 cm	6937935329422
ark	1 ark				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

 Produktet er sterilt

