



Varenummer 1010002060



## Suturtape, ABENA, 100x12mm, beige, 2 ark á 3 strips, latexfri, steril, engangs

- ✓ Neutral diskret farve
- ✓ Åndbart materiale



### Produktbeskrivelse

Fleksibel suturtape, der kan anvendes til at stripse sårkanter med, som alternativ til suturering eller limning. Kan også anvendes til at stabilisere sår i kombination med evt. suturer, og når suturerne fjernes, da fremmes helingen, idet suturtapen holder sårkanterne sammen.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Suturtape
Varemærke	ABENA
Sekundær farve	Beige
Features	2 ark á 3 strips, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	100 mm
Bredde	12 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

### Brugsanvisning

Påsætning: Tør huden omkring såret og start med forsigtigt at påføre suturtape midt på såret og tryk nænsomt enderne på plads med fingrene. Forsæt herefter med de efterfølgende suturtape fra midten og ud mod hver side. Fjernelse: Løsne den ene ende af tapen, mens der med den anden hånd presses på midten, fjernes tapen forsigtigt og langsomt. Det anbefales, at tapen fjernes i hårenes groretning for at undgå smerte og ubehag for patienten. Anvend ikke suturtape i mere end syv dage. Ved infektion omkring suturtapen, skal tapen straks fjernes og sårområdet behandles efter gældende kliniske retningslinjer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 pk	34.2 cm	18.6 cm	17.8 cm	6937935329859
pk	55 ark	8.6 cm	4.5 cm	15.6 cm	6937935329439
ark	1 ark				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt

