



Varenummer 1010002064

Penkanyle, gul, 30G, automatisk safety, 8mm, steril

✓ safety, steril



Produktbeskrivelse

Automatiske sikkerhedspennåle er beregnet til sikker og simpel insulininjektion via de fleste type A insulinpenne. Anvendelsen er den samme som normale insulinpenne, men de tilbyder en automatisk beskyttelse uden ekstra handlinger efter brug. Sikkerhedsskjoldets glidning er blød og let under injektion, hvilket resulterer i en behagelig indsprøjtning. Nålene er sterile og individuelt pakket.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Farve	Gul
Features	Automatisk safety, 8mm, steril
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	30G
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	15.8 cm	9.5 cm	10 cm	5706860030083



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE