



Varenummer 1010002072



## Fikseringsplaster, ABENA, L, 8,1x10,3cm, hvid, usteril

- ✓ Hudvenligt materiale
- ✓ Fleksibel - giver god komfort



### Produktbeskrivelse

Til effektiv fiksering af bl.a. sonder og katetre. Er komfortabelt for patienten og forebygger, at det fikserede bliver forskubbet. Tidsbesparende idet behovet for genplacering eller refiksering er minimal. Hudvenligt non-woven materiale, der tillader huden at ånde.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsplaster
Varemærke	ABENA
Størrelse	L
Farve	Hvid
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	8.1 cm
Bredde	10.3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

### Forpakning


Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	27 cm	23.8 cm	12.4 cm	6941094089349
pk	100 stk	1.1 cm	8.4 cm	5 cm	6941094089257



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet er kun til engangsbrug.

